

DESIFOR- QUICK PLUS

Schnell-Desinfektionsmittel



EINSATZBEREICH

Desinfiziert rückstandsfrei alle Bereiche, in denen eine schnelle Einwirk- und Abtrocknungszeit notwendig ist, sowie sensible produktberührende Bereiche. Die parfümfreie Formulierung kann auch für die Schnelldesinfektion in der Lebensmittelindustrie hervorragend eingesetzt werden.

ANWENDUNG

Zu desinfizierende, saubere Flächen vollständig mit konzentriertem DESIFOR-QUICK PLUS benetzen und abtrocknen lassen.

DVG: Einwirkzeit: 30 Minuten
(Spalte F, Bereich A,B)

VAH (ehem. DGHM): Einwirkzeit: 5 Minuten, ohne Mechanik bei hoher Belastung (gem. Gutachten bereits wirksam nach 2 Minuten)

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- DVG- und VAH-gelistet (ehem. DGHM)
- Parfümfrei
- Trocknet rückstandsfrei ab
- Bakterizide Wirkung, inkl. MRSA
- Fungizide Wirkung
- Begrenzt viruzid (inaktiviert alle behüllten Viren, wie Vacciniaviren, HBV/HIV/HCV)

HINWEIS

Die ausgebrachte Gesamtmenge pro Raum darf nicht mehr als 100 ml/qm Raumfläche betragen. Nicht anwenden bei alkoholempfindlichen Oberflächen (Acrylglas).

WIRKSTOFFE

Wirkstoffe in 100 g Konzentrat: 45,0 g Ethanol.
DESIFOR-QUICK PLUS erfüllt die Forderung nach aldehydfreien Produkten für Lebensmittel verarbeitende Bereiche.

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Karton mit 2 Flaschen à 1 Liter, 2 Sprühaufsätze Art.-Nr. 20519

Kennzeichnung nach GefStoffV.

Entzündlich

DESIFOR-QUICK PLUS sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Produktcode

GD 0

pH conc 0 2 4 8 10 12 14

Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen, eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. 08/06